

PRODUCTO

Queratómetro auto ref

Refractor digital

Proyector gráfico automático

Gráfico LCD

Medidor lente automático

PRK-8000

PRK-7000

PRK-6000

PRK-5000



PRK-7000
Queratómetro auto-ref

- Resultado de medición estable
- Medición conveniente
- Funciones varias
- El mejor diseño para el usuario



E-catálogo

Imprimir

Descripción del producto

Especificaciones

MODOS DE MEDICIÓN

Modo K/R	Queratometría y refractometría continua
Modo REF	Refractometría
Modo KER	Queratometría
Modo CLBC	Medición de curva base de lentes de contacto
Modo K(P)	Queratometría periférica

REFRACTOMETRIA

Distancia del vértice(VD)	0.0/12.0/13.5/15.0
Esfera(SPH)	-25.00 ~ +22.00D (cuando VD=12mm) (Incrementos : 0.12 y 0.25D)
Cilíndro(CYL)	0.00 ~ ±10.00D (Incrementos : 0.12 y 0.25D)

Eje(AX)	1 ~ 180° (Incrementos : 1°)
Forma de cilindro	-,+,MIX
Distancia de pupila(PD)	10 ~ 88mm
Diámetro de pupila mínimo	Ø2.0mm
QUERATOMETRIA	
Radio de curvatura	5.0 ~ 10.2mm (Incrementos : 0.01mm)
Potencia de cornea	33.00 ~ 67.50D (cuando el índice refractivo equivalente de la cornea es 1.3375) (Incrementos : 0.05/0.12/0.25D)
Astigmatismo de cornea	0.00 ~ -15.00D (Incrementos : 0.05/0.12/0.25D)
Eje	1 ~ 180° (Incrementos : 1°)
OTROS	
Diámetro de cornea	2.0 ~ 14.0mm (Incrementos : 0.1mm)
Memoria de datos	10 mediciones para cada ojo
Impresora interna	Impresora térmica de línea con función de corte automático
Pantalla	14.48 cm(5.7 pulg.) TFT-LCD (640 × 480 píxeles, función pantalla táctil)
Fuente de alimentación	AC100-240V, 50/60Hz (tensión libre, frecuencia libre)
Dimensiones	Approx. 260(ancho) × 500(profundidad) × 450(alto)mm
Peso	Approx. 20kg

40-4, Techno 2-ro, Yuseong-gu, Daejeon11, 34015 Corea
TEL. 82-42-632-3536 FAX. 82-42-632-3537 CORREO ELECTRONICO. webmaster@potec.biz

MARCA REGISTRADA(C) POTEC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS