




CATÁLOGO QUIRÚRGICO

ASESORAMOS
TU ÉXITO




MediNet

TABLA DE CONTENIDO

1. MARCAS

2. LENTES INTRAOCULARES

3. ANILLOS INTRAESTROMALES

4. INSUMOS QUIRÚRGICOS



Empresa Oftalmológica quirúrgica presente en más de 90 países, liderando el desarrollo e innovación de Lentes Intraoculares Premium. Enfocados en brindar soluciones avanzadas para: Cataratas, errores refractivos, Glaucoma, enfermedades de la Retina y Ojo Seco.



Presente en más de 75 países, desarrolló, patentó y obtuvo la licencia de la primera lente intraocular plegable. Con más de 700 estudios científicos publicados. Representan el Gold Standard en oftalmología para los Lentes ICL con material biocompatible Collamer®.



Mediphacos ha conseguido una posición destacada en el mercado gracias a una fuerte inversión en investigación, desarrollo e innovación. Están posicionados a nivel mundial en el Top 3 con sus soluciones en: Anillos Intraestromales y Lentes Esclerales.





Ofrece soluciones Oftalmológicas de calidad para cirugía de Cataratas, cirugía LASIK y productos para el tejido de la córnea.
Marca presente en más de 70 países.



Enfocados principalmente en la Biotecnología para las especialidades Oftalmológicas. Destacan por sus sustancias viscoelásticas oftálmicas (OVD) cohesivos y dispersivos que facilitan la intervención en las diferentes etapas de la cirugía de Cataratas.



Fundado en el año 2000, ofrece productos desechables médicos y oftálmicos. Diseñados con la más avanzada tecnología para mayor precisión, control y protección frente a procedimientos Oftalmológicos.



LENTES
INTRAOCULARES

LENTE TRIFOCAL PREMIUM FINEVISION MICRO F



Lentes Intraoculares que difractan la luz para brindar visión cercana, intermedia y lejana. Este LIO ayuda al tratamiento de patologías como Cataratas y Presbicia.

1. EFECTOS LUMÍNICOS

Evita los efectos lumínicos adversos gracias a la apodización que regula el relieve de la lente para adaptar los focos de visión según las necesidades.

2. FOCOS DE VISIÓN

Regula la altura de los relieves de la lente mediante la apodización para adaptar los focos de visión.

3. PATOLOGÍAS

Además de tratar las cataratas o la presbicia, podrá corregir el astigmatismo, la miopía o la hipermetropía en una sola intervención.

4. ESTRUCTURA DIFRACTIVA

Doble estructura difractiva en toda la óptica de la lente.



CARACTERÍSTICAS

Tamaño de incisión 2.2 mm
 Diámetro de Óptica de 6.15 mm
 Diámetro total 10.75 mm
 Potencia esférica 10D a 35D
 (pasos de 0.5D)

LENTE TRIFOCALE PREMIUM FINEVISION TÓRICA



Lentes Intraoculares trifocales con superficie posterior con toricidad y una anterior de estructura difractiva que reparten la luz brindando una visión óptima.

1. TECNOLOGÍA

Primeros Lentes Intraoculares que combinan 3 tipos de tecnologías para corregir la ametropía cercana, lejana e intermedia.

2. APODIZACIÓN

La distribución de luz varía en favor del punto focal del tamaño de la pupila, lo que ayuda a la visualización en condiciones de poca luz y evita los destellos.

3. DIÁMETRO

El diámetro óptico de la lente 6,00mm y el diámetro total de la lente 11,40mm. Borde cuadrado en 360° para evitar la opacificación de la cápsula.



CARACTERÍSTICAS

- +3,5 dioptrías visión de cerca
- +1,75 dioptrías visión intermedia
- Potencia de cilindro 1,00 a 6,00D
- Potencia esférica 6D a 35D (pasos de 0.5D)

LENTE INTRAOCULAR ISOPURE 123



Lentes Intraoculares esféricos diseñados para brindar visión lejana de alta calidad e intermedia funcional, adecuada para pacientes con Cataratas.

1. SIN EFECTOS COLATERALES

Lente monofocal Premium totalmente refractiva, que evita tener los efectos colaterales asociados a lentes esféricos.

2. IMAGEN

Alta sensibilidad al contraste que brinda alta calidad de imagen.

3. MATERIAL

IsoPure es de material acrílico hidrófobo y con tecnología exclusiva G-free®, que evita destellos.

4. SISTEMA 123

Sistema de inyección de 3 pasos semi precargada para evitar la manipulación de la Lente.



CARACTERÍSTICAS

Índice de refracción 1,52

Tamaño de incisión 2,2 mm

Potencia esférica 10D a 30D
(pasos de 0.5D)

Potencia esférica 31D a 35D
(pasos de 1D)

LENTE INTRAOCULAR PODEYE



Es una LIO monofocal hidrófoba que garantiza un centrado confiable y agudeza visual a largo plazo. Incorporado con diseño háptico de doble loop en C conocido como 'POD'.

1. ESTABILIDAD

El diseño de hápticos en forma de doble C proporciona fuerza de compresión háptica moderada que contribuye a la estabilidad anteroposterior de la lente.

2. DOBLE C-LOOP

Gracias a su tecnología doble C-Loop, la LIO tiene mayor estabilidad refractiva y rotacional.

3. DISEÑO SIMÉTRICO

Fácil inyección y maniobrabilidad durante la implantación gracias al diseño simétrico.

4. MATERIAL

Lente fabricado con material G-free® que evita los destellos de luz.



CARACTERÍSTICAS

Diámetro óptico 6.00 mm

Potencia esférica +10D a +30D
(pasos de 0.5D)

Potencia esférica 0D a 9D y 31D a 35D
(pasos de 1D)

LENTE INTRAOCULAR EVO+ ICL™




Lente Intraocular de la generación EVO, diseñada pensando en pacientes con pupilas grandes. Ayuda a tratar la Miopía y Astigmatismo con óptica expandida.

- ✓ Última generación
- ✓ Menor efecto de difracción
- ✓ Zona óptica de 5,0 a 6,1 mm
- ✓ Mejoría de visión inmediata
- ✓ Mínimamente invasivo

LENTE INTRAOCULAR EVO+ ICL TÓRICO™


La versión Tórica presenta una óptica expandida de hasta 6,1 mm en el diámetro, diseñada para pacientes con Miopía, Hipermetropía, Astigmatismo y pupilas más grandes.



CARACTERÍSTICAS

Proporciona protección UV
Menor efecto de difracción
Esférico y Tórico

LENTE INTRAOCULAR EVO ICL™



Este Lente Intraocular es un implante refractivo para corregir la miopía y el astigmatismo. Lente transparente que se implanta quirúrgicamente.

- ✓ Protección UV
- ✓ Excelente recuperación post-quirúrgica
- ✓ Hasta 4 dioptrías de astigmatismo
- ✓ Apto para personas con Síndrome de Ojo Seco
- ✓ Material: Collamer® biocompatible

LENTE INTRAOCULAR EVO ICL TÓRICO™

Este Lente ayuda en los casos más avanzados de astigmatismo miópico. Toric ICL trata la miopía y el astigmatismo al mismo tiempo, eliminando la necesidad de corregirlos con procedimientos diferentes.

- ✓ Miopía entre -3,00 y -20,00 D
- ✓ No elimina ningún tejido corneal
- ✓ Para corregir la miopía con niveles más altos de astigmatismo
- ✓ Para córneas de forma irregular
- ✓ Material: Collamer® biocompatible

ANILLOS
INTRAESTROMALES

ANILLOS KERARING SIMÉTRICOS



Anillos intraestromales para la corrección de irregularidades de la superficie corneal. Ayuda también en el tratamiento Quirúrgico del Queratocono.

1. LONGITUD DE ARCO

Ofrece 40 variaciones de espesor, longitud de arco y diámetro de acuerdo a la necesidad del paciente en remodelación corneal y corrección refractiva.

2. DISEÑO PRISMÁTICO


Keraring genera un efecto prismático el cual evita tener deslumbramientos y destellos.

3. CORRECCIÓN REFRACTIVA

Permite la corrección de grados de miopía de astigmatismo de niveles bajos, intermedios y altos.

4. RECUPERACIÓN

Técnica mínimamente invasiva que te da una recuperación rápida.



CARACTERÍSTICAS

Zona óptica 5mm o 6mm

Longitud de arco:

90°, 120°, 160°, 210° y 325°

ANILLOS KERARING ASIMÉTRICOS



Anillos corneales que permiten la remodelación de la corena de manera personalizada, ejerciendo un efecto de aplanamiento gradual.

1. ESPESOR


El espesor del anillo corneal Keraring puede incrementarse en el sentido de las agujas del reloj o contrariamente a las agujas del reloj.

2. EXTRACCIÓN

Keraring puede ser extraído de ser necesario, permitiendo que la córnea retome sus características originales sin complicaciones.

3. EFECTOS REFRACTIVOS

Los efectos refractivos y topográficos pueden ser fácilmente reajustados por la modificación o reposicionamiento del implante.



CARACTERÍSTICAS

Zona óptica 5,5mm o 6,6mm

Longitud de arco: 150°, 160° y 330°

INSUMOS QUIRÚRGICOS

VISCOELÁSTICO COHESIVO PROTECTALON 2.0%

- ✓ Mantenimiento fiable de la cámara anterior
- ✓ Fácil de inyectar con alto índice de pseudo-plasticidad
- ✓ Fácil de aspirar con alto peso molecular
- ✓ Volumen de jeringa: 1,1 ml



VISCOELÁSTICO DISPERSIVO PROTECTALON 3.0%



- ✓ Volumen de jeringa: 1,1 ml
- ✓ Protección superior de las células endoteliales
- ✓ Amortigua los daños del tejido durante la fragmentación de la lente de Catarata y la inyección de la LIO

VISCOELÁSTICO SUPREME

- ✓ Isotónica
- ✓ No pirogénica
- ✓ No inflamatoria
- ✓ Volumen de jeringa: 2.00 ml
- ✓ Material: 2% Hidroxipropilmetilcelulosa



www.medinetperu.com

CUCHILLETES

Mango: Policarbonato

Hoja: Acero Inoxidable



Cuchillete Crescent



Cuchillete 15°



Cuchillete 2.2mm
Doble Bisel



Cuchillete 2.75mm



Cuchillete MVR 20G



Cuchillete MVR 23G en Ángulo

CLEAN TOUCH EYE SPEARS



- ✓ Aséptico
- ✓ Alcohol polivinílico
- ✓ Altamente absorbente



PROTECTORES OCULARES EYESHIELD

- ✓ Policarbonato
- ✓ Procedencia USA







Av. Dionisio Derteano 184, San Isidro 15047
www.medinetperu.com / 980 293 727